



REMOTE  
VIBRATION K-BALLS




[www.mlcreationco.com](http://www.mlcreationco.com)

Registered Design



Ball



8 vibration modes  
1 vibration intensity

Button



Remote



Button



Made in China



RoHS



### **Button functions:**

- A. Press the button to turn on 'Vibration K-Ball' with the 1<sup>st</sup> vibration mode.
- B. After turning on, each press will change a vibration mode, after the 8<sup>th</sup> mode it will go back to the 1<sup>st</sup> mode.
- C. After turning on, anytime quick press twice will get into the auto cycle of 8 vibration modes, if want to get out the auto cycle of 8 vibration modes, just press once.
- D. Press the button for 1.2 seconds to turn off 'Vibration K-Ball'.
- E. The remote operation is same as the described above.

### **Tastenfunktionen:**

- A. Drücken Sie die Taste, um 'Vibration K-Ball' mit dem 1. Vibrationsmodus zu aktivieren.
- B. Nach dem Einschalten, jedes Drücken wird ein Vibrationsmodus ändern, nach dem achten Modus, 'Vibration K-Ball' wird auf den 1. Modus zurückgehen.
- C. Nach dem Einschalten, drücken Sie schnell zweimal, um in die Auto Zyklus von 8 Vibrationsarten, wenn Sie die automatische Zyklus von 8 Schwingungsmoden beenden, drücken Sie einfach nur einmal.
- D. Drücken Sie die Taste 1.2 Sekunden, zum Ausschalten der 'Vibration K-Ball'.
- E. Die Fernbedienung ist dieselbe wie die oben beschriebene.

### **Fonctionnalités des boutons:**

- A. Appuyez sur le bouton pour activer le 'Vibration K-Ball' avec le 1<sup>er</sup> mode de vibration.
- B. Après avoir activé, chaque pression va changer un mode de vibration, jusqu'à ce que le mode 8, 'Vibration K-Ball' reviendra au 1-er mode.
- C. Après avoir activé, chaque un appui rapide de deux fois entrera dans le cycle automatique de 8 modes de vibrations, si vous voulez sortir du cycle auto de 8 modes de vibrations, appuyez simplement une fois.
- D. Appuyez et maintenez le bouton pendant 1.2 secondes pour éteindre 'Vibration K-Ball'.
- E. La commande à distance est la même que décrite ci-dessus.

### **Funzioni dei pulsanti:**

- A. Premere il pulsante per accendere 'Vibration K-Ball' con il 1° modo di vibrazione.
- B. Dopo l'accensione, ogni pressione cambierà la modalità di vibrazione, dopo la 8° modo, 'Vibration K-Ball' tornerà al 1° modo.
- C. Dopo l'accensione, premere rapidamente due volte otterrà nel ciclo automatico di 8 modi di vibrazione, se si vuole uscire dal ciclo automatico di 8 modi di vibrazione, basta premere una volta.
- D. Premere e tenere premuto il tasto per 1.2 secondi per spegnere 'Vibration K-Ball'.
- E. Il funzionamento a distanza è come sopra descritto l'.



### **Functies van de knoppen:**

- A. Druk op de knop te zetten 'Vibration K-Ball' met de 1e trilstand & de 1e trilintensiteit.
- B. Na het inschakelen van, elke druk op de toets om een trilstand zetten. Na de 8e modus, 'Vibration K-Ball' terug naar de 1st modus.
- C. Na het inschakelen van, snelle dubbele druk kunt u de auto-cyclus van 8 trilstanden krijgen, als je de automatische cyclus van 8 trilstanden wilt verlaten, drukt u gewoon een keer op.
- D. Druk en houd knop 1.2 seconden om 'Vibration K-Ball' uit te schakelen.
- E. De afstandsbediening is hetzelfde als de hierboven beschreven.

### **Funciones del botón:**

- A. Pulse el botón para el iniciar el 'Vibration K-Ball' con el 1<sup>er</sup> modo de vibración.
- B. Después del encendido, cada pulsación cambia un modo de vibración, después el modo 8 de vibración, 'Vibration K-Ball' recuperará el 1<sup>er</sup> modo de vibración.
- C. Después del encendido, la pulsación rápida de dos veces en cualquier momento puede cambiar el modo de vibración por el ciclo automático de 8 modos de vibración; si quiere salir del ciclo automático de los 8 modos de vibración, basta con una sola pulsación.
- D. Mantenga pulsado el botón durante 1.2 segundos para apagar 'Vibration K-Ball'.
- E. La operación a distancia es igual que el descrito anteriormente.

### **Назначение кнопок:**

- A. Нажмите ключ, чтобы включить 'Vibration K-Ball' с 1-го режима вибрации и 1-ой интенсивности вибрации.
- B. После включения, каждое нажатие переключает виброрежим, всего 8 режимов, после 8-го режима, при последующем нажатии 'Vibration K-Ball' возвращается к 1-ому виброрежиму.
- C. После включения, быстрое нажатие переключает в автоцикл 8 виброрежимов, если хотите выйти из автоцикла 8 виброрежимов, нажмите один раз.
- D. Нажмите кнопку в течение 1.2 секунд, чтобы выключить 'Vibration K-Ball'.
- E. Дистанционное управление является такой же, как описано выше.

### **ボタン機能:**

- A. ボタンを押すと、「Vibration K-Ball」は一つ目の振動モードで起動します。
- B. 起動後、押すたびに、振動モードが変換します。8つ目の振動モードに変換した後、再び押すと、このように循環します。
- C. 起動後、随時に急速に二回押し、リアルタイムに8種類の自動循環の振動モードに変換します。振動モードの手動制御に戻りたい場合、一回押します。
- D. ボタンを1.2秒押し続けると、「Vibration K-Ball」を閉じます。
- E. 遠隔操作は前記と同じである。

## 按鍵功能

- A. 按下按鍵, 'Vibration K-Ball' 以第一種震動模式啟動。
- B. 啟動后每按一下轉換一種震動模式, 當轉到第8種震動模式后, 再按會回到啟動時的第一種震動模式。
- C. 啟動后, 任何時候快速連按兩下, 即時轉換到8種自動循環的震動模式, 如想回到手控選擇震動模式, 只需按一下便可。
- D. 長按按鍵1.2秒關閉 'Vibration K-Ball'。
- E. 遙控器的操作與上述相同。

## User manual

### Product features:

'Vibration K-Ball' is composed by 100% silicone and one environment-friendly metal ball, one environment-friendly plastic bullets. Daytime built into the vagina, not only strong and tightening abdominal muscles and genitals, you can enjoy the pleasure brought by remote vibration function anytime. It adopts USB charging. 1.5 hours of charging = 1 hour of use. It should be charged before the initial use, no function is available during the charging.

### Use:

Never use it at the swell or wound. Please stop the use in case of pain or discomfort. This product is used for adults only. Please place it out of the reach of children.

### Cleaning:

'Vibration K-Ball' is 100% waterproof.  
\* Clean it with antibacterial soap after each use.  
\* Do not use alcohol, acetone-based or gasoline-based cleaning products.

### Important tips:

It is only applicable to the adults aged 18 and above. Pregnant women or the patients with cardiac pacemaker, diabetes, phlebitis or thrombosis should consult a professional physician before using this product.

### Disclaimer:

Use this product at your own risk. Neither ML Creation nor its retailers will bear any legal liability arising out of the use.



## **Bedienungsanleitung**

### **Produktmerkmale:**

'Vibration K-Ball' wird von 100% Silikon und einer Metallkugel, einer umweltfreundlichen Kunststoff-Kugeln zusammengesetzt ist.

Tages in die Scheide gebaut, nicht nur stark und Anziehen Bauchmuskeln und Genitalien, Remote-Vibrationsfunktion kann auch in den Genuss zu jeder Zeit gebracht.

Es nimmt USB Aufladung. 1.5 Stunde ladezeit = 1 Stunde Einsatz.

Es sollte vor dem ersten Gebrauch aufgeladen werden, keine Funktion während der Ladenzeit ist verfügbar.

### **Verwendung:**

Stellen Sie es niemals an den Wellengang oder die Wunde. Bitte beenden Sie die Nutzung im Falle von Schmerzen oder Unbehagen.

Dieses Produkt ist nur für die Erwachsenen. Bitte legen Sie sie außerhalb der Reichweite von Kindern.

### **Reinigung:**

'Vibration K-Ball' ist 100% wasserdicht.

\*Reinigen Sie es mit antibakterieller Seife nach jedem Gebrauch.

\*Verwenden Sie keinen Alkohol, Aceton oder Benzin-Basis-basierte Reinigungsprodukte.

### **Wichtige Tipps:**

Es ist nur für den Erwachsenen ab 18 Jahren anwendbar. Schwangere Frauen oder die Patienten mit Herzschrittmacher, Diabetes, Venenentzündungen oder Thrombosen sollte eine professionelle Arzt vor der Verwendung dieses Produkts konsultieren.

## **Verzichterklärung:**

Verwenden Sie dieses Produkt auf eigene Gefahr. Weder ML Schöpfung noch die Einzelhändler wird eine rechtliche Haftung aus der Nutzung tragen.

## **Mode d'emploi:**

### **Caractéristiques du produit:**

'Vibration K-Ball' est composé de 100% silicone et une boule de métal, une des balles en plastique respectueux de l'environnement.

Placer dans le vagin pendant la journée, pas seulement solide et le resserrement des muscles abdominaux et les organes génitaux, la fonction de vibration à distance peut également profiter du plaisir apporté à tout moment.

Il adopte le chargement USB. 1.5 heures de chargement = 1 heure de l'utilisation.

Il doit être chargé avant la première utilisation, aucune fonction est disponible pendant le chargement.

### **Utilisez:**

Ne l'utilisez jamais sur la houle ou blessure. S'il vous plaît arrêter l'utilisation en cas de douleur ou malaise.

Ce produit est utilisé pour les adultes seulement. S'il vous plaît placer hors de la portée des enfants.

### **Nettoyage:**

'Vibration K-Ball' est 100% imperméable.

- \* Nettoyez avec un savon antibactérien après chaque utilisation.
- \* Ne pas utiliser d'alcool, de produits de nettoyage à base d'acétone ou à base d'essence.

## **Conseils Importants:**

Il est applicable uniquement aux adultes de 18 ans et plus. Les femmes enceintes ou les patients avec un stimulateur cardiaque, le diabète, une phlébite ou thrombose devraient consulter un médecin avant d'utiliser ce produit.

### **Avertissement:**

Utilisez ce produit à vos propres risques. ML Création et détaillants ne peuvent pas accepter toute responsabilité légale découlant de ce produit.



## Manuale degli utenti

### Caratteristiche del prodotto:

'Vibrazioni K-Ball' è composto da silicone 100% e una sfera di metallo, unoproiettili di plastica ecocompatibili.

Posizionamento nella vagina durante il giorno, non solo forte e stringendo i muscoli addominali e genitali, ma anche sentirsi liberi di godere il piacere proposto dalla funzione di vibrazione a distanza.

Adotta USB ricarica. 1.5 ore di ricarica = 1 ora di utilizzo.

Si deve essere caricata prima dell'uso iniziale, nessuna funzione è disponibile durante la carica.

### Utilizzo:

Non usarlo al moto ondoso o ferita. Si prega di interrompere l'uso in caso di dolore o fastidio.

Questo prodotto viene utilizzato solo per adulti. Si prega di metterlo fuori dalla portata dei bambini.

### Pulizia:

'Vibration K-Ball' è completamente impermeabile.

\* Pulire con sapone antibatterico dopo ogni uso.

\* Non usare alcol, acetone o benzina per la pulizia dei prodotti.

### Suggerimenti importanti:

E' applicabile solo agli adulti di età compresa tra 18 e sopra. Le donne in gravidanza o pazienti con pacemaker cardiaco, diabete, flebite o trombosi dovrebbero consultare un medico prima di utilizzare questo prodotto.

### Disconoscimento:

Utilizzare questo prodotto a proprio rischio. ML Creazione e dettaglianti non possono accettare alcuna responsabilità derivante da questoprodotto.

## Gebruiksaanwijzing

### Product kenmerken:

'Vibration K-Ball' is samengesteld met 100% siliconen en een metalen bal, een milieuvriendelijk plastic kogels.

Overdag ingebouwd in de vagina, niet alleen sterk en draai de buikspieren en de genitaliën, maar ook voel je vrij om te genieten van het plezier gebracht door externe trilfunctie.

Het gebruikt USB opladen. 1.5 uur laden = 1 uur gebruik.

Het moet worden opgeladen voor het eerste gebruik, geen functie is beschikbaar tijdens het opladen.

### Gebruik:

Gebruik het nooit op de deining of wond. Alsjeblieft, stop het gebruik in geval van pijn of ongemak.

Dit product wordt gebruikt alleen voor volwassenen. Neem plaats het buiten bereik van kinderen.

### Schoonmaken:

'Vibration K-Ball' is volledig waterdicht.

\* Reinig het met antibacteriële zeep na elk gebruik.

\* Gebruik geen alcohol, op basis van aceton of benzine-gebaseerde schoonmaakmiddelen.

### Belangrijke tips:

Het is slechts van toepassing op de volwassenen van 18 jaar en ouder. Zwangere vrouwen of patiënten met een pacemaker, diabetes, flebitis of trombose moet een professionele arts te raadplegen voordat u dit product gebruikt.



**Ontkenning:**

Gebruik dit product op uw eigen risico. ML Creation en retailers kunnen aanvaarden geen enkele aansprakelijkheid als gevolg van dit product.

**Manual del usuario****Características del producto**

'Vibration K-Ball' está compuesto por 100% de silicona y una bola de metal, uno balas de plástico con el medio ambiente.

Colocación en la vagina durante el día, no sólo es fuerte y apretar los músculos abdominales y los genitales, pero también se sienten libres para disfrutar del placer interpuesto por la función de vibración remoto.

Utiliza la carga USB. de 1.5 horas carga = uso de 1 horas.

Debe cargarse antes del primer uso, y ninguna función está disponible durante la carga.

**Uso:**

Nunca lo use en el hinchazón o parte herida. Por favor deje de usarlo en caso de dolor o molestia.

Este producot sólo se utiliza por los adultos, por eso, colóquelo fuera del alcance de los niños.

**Limpieza:**

'Vibration K-Ball' es totalmente impermeable.

\*Límpielo con jabón antibacterial después de cada uso.

\*No utilice alcohol ni productos de limpieza a base de acetona o a base de gasolina.

**Consejos importantes:**

Sólo es aplicable para los adultos mayores de 18 años. Las mujeres embarazadas o los pacientes con marcapasos cardíaco, diabetes, flebitis o trombosis deben consultar a un médico antes de usar este producto.

**Renuncia:**

Utilice este producto a su propio riesgo. ML Creation y los minoristas no pueden aceptar ninguna responsabilidad legal derivada de este producto.

**Руководство пользователя****Характеристика продукции:**

‘Вибрация К-бал’ состоит из 100% силикона и один металлический шар, одного экологически чистых пластиковых пуль.

Дневной построен во влагилице, не только сильным и ужесточение мышцы живота и половые органы, вы можете получать удовольствие, принесенную дистанционного функцией вибрации в любое время.

USB подзарядка, 1.5 часа подзарядки = 1 часа использования.

При первом использовании сначала подзарядить, во время подзарядки находится в нерабочем состоянии

**Применение:**

Запрещено использовать в распухших местах или местах с маленькими ранениями. Если почувствовали боль или неудобство, прекратите использовать

Данная продукция предназначена для совершеннолетних лиц.

Просим Вас хранить в местах, недоступных детям

**Чистка:**

‘Vibration K-Ball’ совершенно водонепроницаемый

После каждого использования мойте с антибактериальным мылом

Запрещается при чистке использовать чистящие средства на основе спирта и ацетонила или же на основе бензина

### **Важные указания:**

Разрешается использование только лицам достигшим 18 лет, беременные или люди больные такими болезнями как, диабет, флебит, тромбоз и другими, перед использованием нужно проконсультироваться с врачом.

### **Отказ от ответственности:**

Просим пользователей самим нести ответственность за риск при использовании данной продукции. MLCreation и другие розничные продавцы не несут никакой юридической ответственности за последствия после применения данной продукции.

## ユーザーマニュアル

### **製品特徴:**

「Vibration K-Ball」で構成: 100%シリコーン; 緑の金属球; 緑色のプラスチック製のバイブレーター。

昼間の膣内に構築された、強く、腹部の筋肉や性器を締めるだけでなく、リモートバイブレーション機能がもたらす喜びを気軽に楽しむことができます。

USB充電。1.5 時間充電 = 2 時間の使用時間。

初回使用前に、まず充電してください。充電時、機能なし。

### **使用:**

腫れまたは小さな傷口の部位に使用しないでください。痛みや不快感を感じる場合、使用を停止してください。

この製品は成人用品です。子供の手の届かないところに保管してください。

### **洗浄:**

「Vibration K-Ball」は完全防水です。

\*毎回使用后、抗菌石鹸できれいにしてください。

\*アルコール、アセトン、ガソリンをベースとする洗浄剤を使用しないでください。

### **重要なヒント:**

満18歳の成人のみ使用できます。妊娠婦、またはペースメーカー使用者、糖尿病、静脈炎、血栓症など患者は、使用前に、医師に相談してください。

### **免責事項:**

使用者は自ら製品使用リスクを負担してください。ML Creation及び小売業者は、本製品に起因する一切の法則責任を負いません。



## 用戶手冊

### 產品特點:

'Vibration K-Ball' 是由100%硅膠及一個環保金屬球, 一個環保塑膠震動器組成的。日間內置于陰道內, 不僅可強健及收緊陰部及腹部肌肉, 更可隨時享受遙控震動功能帶來的快感。

USB充電. 1.5小時充電 = 1小時使用時間。

首次使用前先充電, 充電時無功能。

### 使用:

不要在腫脹或者有小傷口的部位使用它。如果感到疼痛或不適, 請停止使用。這個產品是成人用品. 請存放在兒童接觸不到的地方。

### 清洗:

'Vibration K-Ball' 是完全防水的。

\*每次使用後用抗菌肥皂清潔。

\*不要使用酒精類, 丙酮基或汽油為基礎的清潔產品。

### 重要提示:

僅限年滿18周歲成年人使用, 孕婦或帶有心臟起搏器, 糖尿病, 靜脈炎, 血栓癥等病人在使用本產品前應諮詢專業醫師。

### 免責聲明:

使用者請自行承擔產品使用風險。ML Creation及其零售商均不承擔使用本產品所產生的任何法律責任。

### Warning:

Changes or modifications to this unit not expressly approved by the party responsible for compliance could void the user's authority to operate the equipment.

### NOTE:

This equipment has been tested and found to comply with the limits for a Class B digital device, pursuant to Part 15 of the FCC Rules. These limits are designed to provide reasonable protection against harmful interference in a residential installation. This equipment generates, uses and can radiate radio frequency energy and, if not installed and used in accordance with the instructions, may cause harmful interference to radio communications.

However, there is no guarantee that interference will not occur in a particular installation. If this equipment does cause harmful interference to radio or television reception, which can be determined by turning the equipment off and on, the user is encouraged to try to correct the interference by one or more of the following measures:

- Reorient or relocate the receiving antenna.
- Increase the separation between the equipment and receiver.
- Connect the equipment into an outlet on a circuit different from that to which the receiver is connected.
- Consult the dealer or an experienced radio/TV technician for help.

This device complies with Part 15 of the FCC Rules.

Operation is subject to the following two conditions:

- (1) This device may not cause harmful interference, and
- (2) This device must accept any interference received, including interference that may cause undesired operation.